

# Mepore®

## Selvheftende absorberende bandasje

Beskyttelsespapir som er enkelt å fjerne

Myk, elastisk og pustende nonwoven for økt pasientkomfort

Absorberende sårpute med en lavheftende overflate gir økt pasientkomfort og lenger brukstid

Heftemiddel av hudvennlig, vannbasert og løsemiddelfritt polyakrylat

Mepore® er en pustende, selvheftende bandasje ideell for lite- til moderat væskende sår. Heftemiddelet av hudvennlig, vannbasert og løsemiddelfritt polyakrylat gir en skånsom og sikker fiksering.

## Hvordan bruke Mepore



1. Ta tak i beskyttelsespapiret ved overlappingen. Dra de litt fra hverandre.



2. Appliser bandasjen på huden uten å strekke den, og fjern resten av beskyttelsespapiret.



3. Stryk over bandasjen for å sikre god heft. Ikke strekk bandasjen ved applisering.

## Slik fungerer Mepore

Den porøse strukturen i nonwovenmaterialet er luft- og vanddampgjennomslippelig. Materialet er føyelig og former seg etter kroppen. Overflaten er ikke-absorberende og gir en barriere mot blod- og væskegjennomtrenging. Heftemiddelet av polyakrylat er skånsomt mot huden, men gir likevel sikker fiksering. Sårputen absorberer moderate mengder med sårveske og den lavt heftende overflaten reduserer risikoen for at bandasjen sitter fast i såret. Beskyttelsespapiret gjør det enkelt å applisere bandasjen sterilt.

## Fordeler med Mepore

- Hudvennlig, vannbasert lim
- Lavt heftende sårkontaktlag minimerer risikoen for at den sitter fast i såret
- Væskeavvisende bakside
- Beskyttelsespapir som er enkelt å fjerne ved applisering
- Luftgjennomslippelig, forebygger maserasjon og gir økt komfort
- Runde hjørner for sikker fiksering (alle størrelser opp til 9 x 15 cm)

## Bruksområder

Mepore kan brukes på en rekke lite- til moderat væskende sår som for eksempel postoperative sår, kutt, skrubbsår eller brannså.

## Skiftfrekvens

Skiftfrekvensen bestemmes av sårets tilstand. Når bandasjen skal fjernes, løsnes den i et hjørne og fjernes i hårvekstretningen.

## NB!

Mepore må ikke strekkes ved påføring, da dette kan gi mekanisk skade på frisk hud. Dette er ekstra viktig når bandasjen appliseres over ledd.

## Mepore er pakket i sterile enhetspakninger

Art. nr.	Størrelse i cm	Sårpute i cm	Antall i eske	Antall i kartong
672000	5 x 7	4 x 2	60	480
670800	6 x 7	3 x 4	60	480
670860*	6 x 7	3 x 4	5	70
672100	8 x 10	3,5 x 6	50	400
670960*	9 x 10	4,5 x 6	5	100
672200	8 x 15	3,5 x 10	50	400
671066*	9 x 15	4,5 x 10	5	70
671100	9 x 20	4,5 x 15	30	180
671170	9 x 20	4,5 x 15	5	70
671200	9 x 25	4,5 x 20	30	210
671300	9 x 30	4,5 x 25	30	270
671400	9 x 35	4,5 x 30	30	180

\* Kan henges på pig

Mepore leveres også i usterile 2- og 5 meters ruller i dispenserer

Art. nr.	Bredde i cm	Sårpute i cm	Antall i kartong
2 meters ruller			
331980	4	1,5	30
332080	7	3	21
5 meters ruller			
331900	4	1,5	24
332000	7	3	18

Les mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Tlf: 22 70 63 70. The Mölnlycke and Mepore trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. © 2018 Mölnlycke Health Care AS. All rights reserved. NOWC0791901

  
**Mölnlycke®**