

# MELISSA PARAD



Melissa Parad är en 14 cm tjock 2-skiktsmadrass och är utvecklad som ett hjälpmedel för att förebygga uppkomsten av samt avlasta trycksår upp till och med kategori 3.

För att erbjuda god komfort och samtidigt vara tryckavlastande har madrassen ett höglastiskt 8 cm tjockt kallsaum (50 kg/m<sup>3</sup>) med en toppdel av ett 6 cm tjockt hypersoft-skum (45 kg/m<sup>3</sup>).

## VÄLJ HYGIENÖVERDRAG TILL DIN MADRASS

### RX-SERIEN

Våra RX hygienöverdrag är vätsketäta och förhindrar att urin, blod m.m. tränger igenom in till madrasskärnan. Hygienöverdragen är ånggenomsläppliga och tillverkade av en prasselfri, 2-stretchig poluretanväv med sydd dragkedja på 3 eller 4 sidor (RXI-5) för att underlätta av- och påtagning vid tvätt. RX-överdragen finns i tre varianter.

- RX-5 standardöverdrag
- RXH-5 med handtag.
- RXI-5 med handtag och inbyggd evakueringsfunktion.

Av hygienskäl har dragkedjorna på samtliga överdrag droppkant.

## Produktspecifikationer

**STANDARDSTORLEKAR** 200/210 x 80/85/90/100/105/120 x 14 cm.  
För andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

**MADRASSVIKT** ca 11 kg beroende på madrassens mått.

**GARANTI - Madrasskärnan** 3 år på utmattningsgrad av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11.

**GARANTI - överdrag** 3 år på tillverkningsfel.

**Melissa Parad är trycktestad av det oberoende testinstitutet Swerea IVF**

för att ge en objektiv bedömning madrassens trycksår-förebyggande egenskaper. Se nedan för resultat.

**BRUKARVIKT** Upp till 150 kg.

**SÅRKATEGORI** 1-3.

**BRANDSTANDARD** Madrasserna är testade och uppfyller SS 876 00 01 (normalrisk) samt EN 597-1 & 2.

### ÅTERVINNING

Madrassen med överdrag är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

**MÅRKNING** Tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselansvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa Parad	24	47	39

### FAKTA TRYCKMÄTNING

För att komma ifrån individuell inverkan från olika människor har Swerea IVF utvecklat intryckskroppar, som simulerar formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge dessa intryckskroppar en belastning, som är representativ för en medeltung människokropp kan man med hjälp av tryckmattor på ett objektivt sätt värdera olika madrasser och sängar. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard med beteckningen SS 876 00 13

### Klassificering av tryckresultat för madrasser i nyskick

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

**MELISSA är Järven Health Cares produktserie** tryckavlastande standardmadrasser med hygienöverdrag.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

