



1 Velg riktig størrelse, eller klipp til etter at såret er renset.



2 Legg bandasjen direkte på såret og fjern beskyttelsesfilmen.



3 Legg en absorberende bandasje over og fest denne.



Type	REF Code	Size (cm)	Size (in)
Enkelttidig Heftende	SC070050S	7 x 5	2.8" x 2"
	SC100075S	10 x 7.5	4" x 3"
	SC160080S	16 x 8	6.4" x 3.2"
	SC100100S	10 x 10	4" x 4"
	SC150120S	15 x 12	6" x 4.8"
	SC175100S	17.5 x 10	7" x 4"
	SC150150S	15 x 15	6" x 6"
	SC320200S	32 x 20	12.8" x 8"

Merk: Spesielle spesifikasjoner i forhold til sårets form og helingsprosess.

FORYOU MEDICAL
HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD

HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO., LTD.
 ADD: No.1, Shangxia North Road, Dongjiang Hi-tech Industrial Park, Huizhou, Guangdong, China TEL:
 +86-752-5302185 FAX: +86-752-5302088 E-MAIL: medical2@foryougroup.com
 en.foryoumedical.com

LUOFUCON®

Sårkontaktlag silikon

Smertefri

Komfortabel og smertefri ved fjerning.

FORYOU MEDICAL for you, for us, for life

FORYOU MEDICAL
 for you, for us, for life



LUOFUCON®

Sårkontaktlag silikon



Grundig og behagelig applikering gjør at pasienten ikke påføres smerte ved bytte eller fjerning av bandasje.



LUOFUCON® Sårkontaktlag silikon er et mykt silikon sårkontaktlag som tillater at sårvæske transporteres videre til den overliggende bandasjen. Produktet er designet for bruk på alt fra tørre til sterkt væskende sår.


- Rødt sår
- Gult sår

S: Support & Service



Fleksibel & myk

Kan kuttes i forskjellige størrelser og former for å passe forskjellige sårrområder.



100% åpen passasje

Nettfunksjonen gjør at moderate til høyvolum av sårvæske kan passere inn til den overliggende bandasjen.

Beskyttende lag

Holder bandasjen i riktig posisjon under applikering. Sørger for at bandasjen ikke fester seg til hansker/hender.

Silikon sårkontaktbandasje

- 100% åpent nett
- Distribuerer sårvæske kjapt og jevnt
- Behagelig og trygg med smertefri fjerning
- River ikke med seg hudceller fra såret ved fjerning

Indikasjoner

LUOFUCON® Sårkontaktlag silikon passer til et bredt spekter av sår:

Indikasjoner

LUOFUCON® Sårkontaktlag silikon passer til et bredt spekter av sår:

- Trykksår
- Legg- og fotsår
- Traumatiske sår
- Kirurgiske sår
- Donorhudområde
- Hudrifter
- Brannsåre (1. og 2. grad)

Bandasjen kan også brukes i kombinasjon med lokalbehandling / hydrogel og i forbindelse med NPWT.

Kontraindikasjoner

Ikke bruk dersom allergi mot silikongummi.

Fordeler

- Godt feste som gjør at bandasjen sitter som den skal.
- Tilpasser seg til såret og ligger stødig.
- Forebygger smerte ved bytte og fjerning av bandasje.
- Gir fri passasje for sårvæske gjennom nettet
- Komfortabel og allergifri

